

Instrukcja  
Pobieranie próbki krwi od pacjenta do badań immunohematologicznych

---

Postępowanie:

1. Próbkę krwi do badań immunohematologicznych pobiera się wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia lekarza - *załącznik do pobrania: Zlecenie na badanie grupy krwi/przeciwciał odpornościowych/BTA*
  - 1.1. W przypadku badań płatnych, realizowanych poza umową z NFZ, skierowanie wypełnia osoba pobierająca krew pacjentowi.
  - 1.2. Do pobrania krwi na badania immunohematologiczne pacjent nie musi być na czczo.
2. Bezpośrednio przed pobraniem osoba pobierająca krew dokonuje jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta (imię, nazwisko, PESEL/data urodzenia).
3. Od osoby dorosłej należy pobrać co najmniej 4 ml krwi żyłnej, a od niemowląt i małych dzieci minimum 1,6 ml krwi do probówki na EDTA/wersenian, zaopatrzonej w trwale przymocowaną etykietę.
4. Niezwłocznie po pobraniu krwi, osoba pobierająca wpisuje na etykiecie probówki:
  - NAZWISKO i IMIĘ pacjenta (drukiem),
  - numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - datę urodzenia),
  - datę i godzinę pobrania krwi.
5. W przypadku pobrania krwi od noworodka na probówce i na skierowaniu należy wpisać:
  - NAZWISKO i IMIĘ dziecka (drukiem), PŁEĆ dziecka (K/M),

*lub:*

  - NAZWISKO matki, PŁEĆ dziecka oraz IMIĘ matki np. „KOWALSKI, SYN JUSTYNY”,
  - PESEL matki,
  - datę i godzinę urodzenia dziecka,
  - w przypadku ciąży mnogiej słowo określające liczbę dzieci (bliźniak, trojak itp.),
  - cyfrę arabską określającą kolejność rodzenia.
6. Osoba pobierająca krew sprawdza, czy dane na skierowaniu są zgodne z danymi na etykiecie probówki, składa na skierowaniu czytelny podpis oraz wpisuje datę i godzinę pobrania próbki krwi.
7. Z próbek pobranych do badań immunohematologicznych nie można wykonywać innych badań diagnostycznych.

Dla uzyskania **potwierzonego** wyniku grupy krwi, konieczne jest różnoczasowe pobranie 2 próbek krwi (z dwóch niezależnych wkłuć), każdorazowo z dokonaniem prawidłowej identyfikacji pacjenta przez osobę pobierającą.